

- 旧タイプx-act (対象)

- 青色もしくはは銀色のカバー
- ラベルがグレーの「INCA x-act」もしくは「x-act」
- センサーサイズ: 10mm²

- 新タイプx-act (非対象)

- グレーと青色のカバー
- ラベルが青色の「x-act」

注) HORIBA社製検出器についても同様となります

 <p>INCA x-act 2006-2007年</p>	 <p>INCA x-act 2007-2011年</p>	 <p>x-act 2011-2012年</p>	 <p>x-act 2012-2019年</p>
<p>2012年9月以前 フルサポート終了</p>			<p>2012年9月以降 サポート継続</p>

X-Max(第1世代)判別方法

- X-Max(第1世代)
 - ラベルが「X-Max」
 - 暗いグレーのカバー。センサーサイズ: 20mm², 50mm², 80mm²
 - X-Max^N
 - 明るいグレーのカバー。ラベルが「X-Max^N」
- 注) HORIBA社製検出器についても同様となります

X-Max
2012年9月以前
フルサポート終了

20mm²

50mm²

80mm²



X-Max^N
2012年9月以降
サポート継続

